


Die ideale Ergänzung für Ihr VitaLab-Gerät

Besteht aus folgenden Bestandteilen

- TicketCode-Generierungsseite
- VitaLab Uploader
- VitaLab-Management-Plattform
- Integration mit  **Patient Plus**
 - App
 - Web



TicketCode-Generierungsseite

The image shows two screenshots of the VitaLab-Software website. The left screenshot is the ticket code generation page, featuring a background image of a hand typing on a keyboard. The text on this page includes the VitaLab.Plus logo, the headline 'Laboregebnisse innerhalb von Minuten', the subtext 'Vorab online registrieren - Zeit und Nerven sparen', a blue button labeled 'TICKETCODE GENERIEREN', and a green circle with the word 'ODER'. At the bottom, it asks 'Neu hier? So funktioniert die Vorabanmeldung:'. The right screenshot is the login page, titled 'Login mit Patient.Plus' with the tagline 'Noch schneller, bequemer und einfacher:'. It contains a login form with fields for 'Benutzername' and 'Passwort', a blue 'EINLOGGEN' button, and a link for 'Kennwort vergessen?'. Below the form, there is a paragraph explaining that users can reserve appointments via a button and receive results and certificates directly in their account, which is always DSGVO-compliant.

- Der Patient erfasst in Ruhe die eigenen Stammdaten und legt den Ergebnis-Übertragungsweg fest: Analog (Ausdruck), PDF oder in Patient.Plus-Konto
- Entlastet das Personal bei der Datenerfassung und Personenzuordnung

VitaLab Uploader

Dashboard [FAQ](#) [Support](#)

Verbindung zu VitaLab.plus **online**

COM3 **online**

Auto-Upload **aktiviert**

Webbrowser **Browser öffnen**

Mozilla Firefox

Ihr Gerät

Serialnummer
MH0815neu

ACHTUNG!

Bei der Daten-Übertragung vom VitaLabGerät zur Vitabook-Laboranwendung ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte klicken Sie auf das !-Zeichen um die fehlerhafte Übertragung zu wiederholen.

Bereit Firefox: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

- Nimmt die Daten vom VitaLab-Gerät über Kabel entgegen und stellt sie der mehrplatzfähigen VitaLab-Management-Software bereit
- Puffert die Daten und bemerkt Verbindungsabbrüche
- Kann direkt einen Webbrowser öffnen und die Personenzuordnung ist dann im VitaLab-Management-System kinderleicht
- Arbeitet mit dem kleinen VitaLab LS-1100 und dem großen LS-2100 zusammen

← → ↻ 🏠 🔒 https://vitalab.vitabook.de 80% ☆ 🗄️ 📄 🌐 📧 NEW 🔄 🗑️ 📄 USE ☰

Automatischer Logout in 1h 58m ⓘ

VitaLab.Plus

Aktuelle Vorgänge Neuen Vorgang erstellen:

Test	Erstellt am	Personencode	ID	Person	Status		
	17.09.2021 - 13:22	EKXLPV	1234	[Personenname]	Testanforderung fehlend	📁	🗑️
PSA	17.09.2021 - 12:08	CCG4Q7		[Personenname]	Messung ausstehend	📁	🗑️
S-Nab	17.09.2021 - 11:21	ZER83V		[Personenname]	Testzertifikat fehlend	📁	🗑️
S-Nab	17.09.2021 - 11:14	CCG4Q7		[Personenname]	Testzertifikat fehlend	📁	🗑️
COVID-19 Ag	17.09.2021 - 11:06	CCG4Q7		[Personenname]	Testzertifikat fehlend	📁	🗑️
COVID-19 Ag	17.09.2021 - 10:41	ZER83V		[Personenname]	Datentransferangabe fehlend	📁	🗑️
COVID-19 Ag	17.09.2021 - 10:10	1Y6M7Z		[Personenname]	Testzertifikat fehlend	📁	🗑️

Laborergebnisse offener Zuordnung

Datum	Name	SampleID	Alter	Geschlecht	Test	Gerät	Laborwert	Messwert	Referenzbereich		
17.09.2021 - 03:19	meier	210917000029		M	S-Nab	LS1100	189,4900	BAU/mL	+	📁	🗑️

Abgeschlossene Vorgänge

Test	Erstellt am	ID	Person		

- Managt Laborvorgänge, verwaltet Stammdaten, führt Prozesse, dokumentiert, stellt umfangreiche Suchfunktionen bereit
- Ist für Einzelarbeiter und Teams gleichermaßen konzipiert
- Erstellt und übermittelt COVID-Immunitäts-Zertifikate
- Kann mit allen VitaLab-Testkassetten umgehen und auch weitere Laborwerte erfassen

Neuen Vorgang anlegen > Personendaten prüfen > Labordaten eintragen

Personendaten

Ticketcode Vorhandene Person suchen

Geschlecht männlich weiblich
 Vorname
 Nachname
 Geburtsdatum TT.MM.JJJJ
 Krankenversicherung

Straße u. Nr.
 PLZ, Ort
 E-Mail
 ID (optional) ⓘ

VitaLab-Test

Durchzuführender Test

RWZ	Laborwert	Einheit	Zertifikat möglich
15 min	COVID-19 S-NAB (Neutralizing Antibodies)	BAU/ml	ja

Datentransfer

Wie will die Person das/die Messergebnisse erhalten?

- Kein Datentransfer gewünscht/notwendig
- Analog (nur als Papier-Ausdruck)
- Digital, sicher und DSGVO-konform in ein kostenloses Gesundheitskonto von Patient.Plus
- Zertifikat unverschlüsselt per E-Mail

Speichern und schließen

- Personenbezogene Vorgangsabwicklung
- Organisation der Ergebnis-Datenzustellung

Neuen Vorgang anlegen > [Personendaten prüfen](#) > Labordaten eintragen

Person

Name	Max Mustermann	Personencode	BGXAT9
Geburtsdatum	06.06.1966		
Straße	Flensburger Straße 18		
PLZ und Ort	25421 Pinneberg		
E-Mail	vilabookuser+maxmustermann@gmail.com		
Krankenversicherung			

Personendaten prüfen

Identität bestätigt

- per Personalausweis
- per Reisepass
- per elektr. Gesundheitskarte
- durch Erziehungsberechtigten
- durch Bevollmächtigten

! Name, Adresse und Geburtsdatum bitte über einen gültigen Lichtbildausweis prüfen! Bei GKV-Versicherten auch die Krankenkasse über die Versichertenkarte.

So finden Sie die gesuchten Angaben:



Abbrechen

Daten nicht bestätigen

Daten bestätigen

- übersichtlich
- Intuitiv bedienbar
- prozessgesteuert

Covid-19 Immunitätsstatus

Der Immunitätsstatus wird durch diese Nachweise belegt:

Antigen/PCR Test

Datum	Test	Ergebnis	Test durch
17.09.2021 01:05:03	COVID-19 Ag	0.0200 mIU/mL	Greutelaers, Hieronymus

COVID-Antikörper (S-Nab)

Datum	Test	Ergebnis	Test durch
17.09.2021 01:19:59	S-Nab	190 BAU/mL	Greutelaers, Hieronymus

Genesen-Datum: +

Letzte Impfung:

Datum	Wirkstoff	Charge	Ort	Anzahl
15.09.2021	Comirnaty (BioNTech Manufacturing GmbH) / SARS-CoV2 mRNA vaccine		Robert Koch-Institut	2 von 2

Abbrechen

✗ Daten nicht bestätigen

✓ Daten bestätigen

- Alle Daten für das COVID-Immunitäts-Zertifikat einer Person von VitaLab im Überblick
- Die Impfdaten können automatisch über die Patient.Plus-App aus dem Konto eingelesen werden oder auch manuell über die VitaLab-Software erfasst werden (ebenso wie das Genesen-Datum)

COVID-19 Immunitätsstatus von VitaLab

Der neue Standard mit den **3 Achsen**:

- **Wie gefährdend bin ich JETZT für andere?**
Nachweis mit PCR- oder Antigen-Test
- **Wie gut bin ich vor COVID19-geschützt?**
Nachweis mit dem quantitativen VitaLab-S-NAB-Test
- **Mein Impf-/Genesungsstatus**

Covid-19 Immunitätsstatus

Max Mustermann, *01.01.1999 (m)

Ausgestellt von
Dr. med Greta Mustermann
Flensburger Straße 18, 25421 Pinneberg
Tel. 04101 60121 80

Ausgestellt am
17.9.2021

Antigen/PCR-Test - Wie gefährdend bin ich für andere?

Antigen/PCR-Test

PCR-Test vom 17.09.2021 01:05:03

NEGATIV

Wie gut bin ich geschützt?

COVID-Antikörper

190 BAU/mL

MEDIUM

Impf-/Genesungsstatus

Impf- Genesungsstatus

Letzte Impfung am: 15.09.2021

2 von 2 (Comirnaty (BioNTech Manufacturing GmbH) / SARS-CoV2 mRNA vaccine)

Arzt: Robert Koch-Institut

Das Dokument weist drei Aspekte rund um Ihren Infektions- und Immunitätsstatus aus.

Der Antigen-/PCR-Test zeigt an, ob Sie aktuell infiziert sind. Mit einem negativen Testergebnis signalisieren Sie anderen, dass Sie aktuell nicht bzw. nur wenig gefährdend sind.

Bitte beachten Sie, dass der NEGATIVE Antigen-Messwert max. 24 Stunden ab Messung gültig ist, während der NEGATIVE PCR-Wert mind. 24h, regional unterschiedlich ggf. bis max 72 Stunden gültig ist.

Der quantitative Nachweis von neutralisierender Antikörpern gegen das Spike-Protein der Corona-Viren (kurz S-Nab) gibt Ihnen Hinweise auf die Fähigkeit Ihres Immunsystems, sich erfolgreich gegen eine Infektion mit SARS-CoV2 zu wehren. Die Antikörper entstehen nach durchgemachter Infektion bzw. durch die Impfung. Grob vereinfacht kann man sagen, je höher der Wert der neutralisierenden Antikörper ist, umso höher fällt der Schutz gegen eine Infektion mit dem Coronavirus aus. Bei niedrigen Werten sollten Sie eine Corona-Auffrischimpfung in Erwägung ziehen.

Ihr derzeitiger Impf-/Genesungsstatus wird so nachweislich bekannt ebenfalls ausgewiesen.

Ein Service von
VitaLab

https://vitalab.vitabook.de

VitaLab.Plus

Covid-19 Immunitätsstatus

Der Immunitätsstatus wird durch diese Nachweise belegt:

Antigen/PCR Test

Datum	Test	Ergebnis	Test durch
17.09.2021 01:05:03	COVID-19 Ag	0.0200 mIU/mL	Greutheers, Hieronymus

COVID-Antikörper (S-Nab)

Datum	Test	Ergebnis	Test durch
17.09.2021 01:19:59	S-Nab	190 BAU/mL	Greutheers, Hieronymus

Genesen-Datum: +

Letzte Impfung:

Datum	Wirkstoff	Charge	Ort	Anzahl
15.09.2021	Comirnaty (BioNTech Manufacturing GmbH) / SARS-CoV2 mRNA vaccine		Robert Koch-Institut	2 von 2

Abbrechen ❌ Daten nicht bestätigen ✅ Daten bestätigen



Patient Plus

Covid-19 Immunitätsstatus

Max Mustermann, *01.01.1999 (m)

Ausgestellt von
Dr. med Greta Mustermann
Flensburger Straße 18, 25421 Pinneberg
Tel. 04101 60121 80

Ausgestellt am
17.9.2021

Antigen/PCR-Test - Wie gefährdend bin ich für andere?

Antigen/PCR-Test

PCR-Test vom 17.09.2021 01:05:03
NEGATIV

Wie gut bin ich geschützt?

COVID-Antikörper

190 BAU/mL
MEDIUM

Impf-/Genesungsstatus

Impf- Genesungsstatus

Letzte Impfung am: 15.09.2021
2 von 2 (Comirnaty (BioNTech Manufacturing GmbH) / SARS-CoV2 mRNA vaccine)
Arzt: Robert Koch-Institut

Das Dokument weist drei Aspekte rund um Ihren Infektions- und Immunitätsstatus aus.

Der Antigen-/PCR-Test zeigt an, ob Sie aktuell infiziert sind. Mit einem negativen Testergebnis signalisieren Sie anderen, dass Sie aktuell nicht bzw. nur wenig gefährdend sind.

Bitte beachten Sie, dass der NEGATIVE Antigen-Messwert max. 24 Stunden ab Messung gültig ist, während der NEGATIVE PCR-Wert mind. 24h, regional unterschiedlich ggf. bis max 72 Stunden gültig ist.


Der quantitative Nachweis von neutralisierender Antikörpern gegen das Spike-Protein der Corona-Viren (kurz S-Nab) gibt Ihnen Hinweise auf die Fähigkeit Ihres Immunsystems, sich erfolgreich gegen eine Infektion mit SARS-CoV2 zu wehren. Die Antikörper entstehen nach durchgemachter Infektion bzw. durch die Impfung. Grob vereinfacht kann man sagen, je höher der Wert der neutralisierenden Antikörper ist, umso höher fällt der Schutz gegen eine Infektion mit dem Coronavirus aus. Bei niedrigen Werten sollten Sie eine Corona-Auffrischimpfung in Erwägung ziehen.

Ihr derzeitiger Impf-/Genesungsstatus wird so nachweislich bekannt ebenfalls ausgewiesen.

Ihr digitaler Gesundheitsbegleiter.




Patient.Plus ist
Ihr Manager für
Ihre Therapien - wie z.B.
Migräne, Asthma, uvm.



- Alle Gesundheitsdaten sicher an einem Ort
- Ihr Weg zur Normalität in der Pandemie mit dem VitaLab 3 Achsen COVID19-Immunitätsstatus
- Ihr Manager für Ihre Therapien – wie z.B. Migräne, Asthma uvm.

Mehr Informationen dazu auch auf <https://patient.plus/vitalab/>



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://patient.plus/vitalab/>. The page features the Patient Plus logo and navigation links for 'Login' and 'Konto erstellen'. The main content is a promotional banner for a COVID-19 antibody test. The banner includes a background image of blue surgical masks and a wooden smiley face with a sad expression. The text in the banner asks if the user is adequately protected against COVID-19 and promotes a 15-minute test that provides a certificate of safety. Below the banner, there is a section titled 'Welche Bedeutung hat der VitaLab SARS-CoV2-Antikörpertest?' followed by a paragraph explaining the test's purpose and an illustration of a healthcare worker testing a patient.

Patient.Plus Alles in EINER App, auf einen Blick. Login Konto erstellen

Sind Sie noch ausreichend vor COVID-19 geschützt?

Sollten Sie eine Corona-Auffrischimpfung in Erwägung ziehen? Das Ergebnis der VitaLab SARS-CoV2 Antikörperbestimmung gibt Hinweise auf Ihren aktuellen Schutz vor symptomatischen COVID-19-Erkrankungen. Über das Testresultat dieser Antikörpermessung erhalten Sie ein Zertifikat.

In nur 15 Minuten können Sie Sicherheit erlangen!

Welche Bedeutung hat der VitaLab SARS-CoV2-Antikörpertest?

Die quantitative Bestimmung der neutralisierenden Antikörper, die...



Was noch kommt...

- Timer für die Einwirkzeit der Testkassetten
- Vitalab-Suche – Finden Sie das nächste VitaLab in Ihrer Nähe
- GDT-Import für Vorgänge



RWZ - Reaktionswartezeit

letzten 20 Vorgänge



Nach einem Vorgang suchen

Test	VitaLab-Code	ID	Person	Gerstartet	Ende	Restzeit	
Anitgen-Test	197SDA	836402	Müller, Hansi - *04.12.1999	10:00 Uhr	10:03 Uhr	- 3 min	
Anitgen-Test	4GFAW3		Hinteregger, Hansi - *19.11.2001	10:00 Uhr	10:10 Uhr	10 min	
Anitgen-Test	4FH46S		Schmidt, Martin - *01.03.1988	10:00 Uhr	10:10 Uhr	10 min	
MeinTest001	7T7574	931721	Maler, Beate - *02.08.1978	10:00 Uhr	10:15 Uhr	15 min	
Anitgen-Test	H4GF56		Bäcker, Sandra - *12.12.1977	10:00 Uhr	10:15 Uhr	15 min	

Bei Fragen als zentrale Anlaufstelle: <https://vitalab-hilfe.vitabook.de/>
Benutzername: vitalab und Passwort #vitalab

The screenshot shows a web browser window displaying the VitaLab support page. The browser's address bar shows the URL <https://vitalab-hilfe.vitabook.de>. The page features the VitaBook logo at the top left. Below the logo, there is a navigation bar with the text "Aktuelle Seite: Startseite". The main heading is "Home" followed by "Hilfe zum VitaLab - Übersicht". Underneath, there is a "Details" section indicating the page was last updated on 09. September 2021. A message prompts the user to click on a link to view a specific topic. A list of 19 questions is provided, covering topics from application processes to technical data. On the right side, there is a sidebar with a "Menü" section containing a "Home" link, a "Was möchten Sie finden?" search section with a search input field, and a "Login" section showing the user is logged in as "Halle vitalab" with an "Abmelden" button.

Aktuelle Seite: Startseite

Home

Hilfe zum VitaLab - Übersicht

Details
Zuletzt aktualisiert: 09. September 2021

Klicken Sie bitte auf einen der Links, um sich das gewünschte Thema aus dieser Übersicht anzusehen:

01. Wie ist der empfohlene Anwendungs-Prozess/grobe Ablauf der VitaLab-Software?
02. Wie bekommt man einen Ticket-Code?
03. Muss man die (interne) ID UND den Personen-Code nutzen und eintragen? Was ist der Unterschied?
04. Wo kann ich weitere Materialien (Teststäbchen) nachbestellen?
05. Wie sind die einzelnen Arbeitsschritte mit dem Laborgerät?
06. Wie sind die notwendigen Warte-/Einwirkzeiten bei den Teststäbchen?
07. Was sind die Vorteile der Nutzung von vitalab.vitabook.de?
08. Was sind die Vorteile eines VitaBook-Gesundheitskontos?
09. Wo bekomme ich Zugangsdaten für mein VitaLab-Gerät?
10. Was sind Voraussetzungen zur Nutzung der VitaLab-Software? (Browser, akt. noch Windows, Zugangsdaten)
11. Kann man die VitaLab-Software auch mit dem Smartphone/Tablet nutzen oder braucht es ein Notebook/Computer?
12. Wo kann ich im VitaLab-Gerät die Ärzte unseres Hauses eintragen?
13. Was ist die neueste Versionsnr. der VitaLab-Geräte-Software und wo finde ich sie?
14. Wie ist es mit dem Datenschutz und der Datensicherheit bestellt?
15. Wie lange braucht die Einrichtung der VitaLab-Software in unserer Institution?
16. Was bedeuten die Fehlercodes des VitaLab-Gerätes?
17. Wie finde ich heraus, welche COM-/RS232-Schnittstellen an meinem Windows-Rechner vorhanden sind?
18. Technische Daten
19. Wo finde ich das Benutzerhandbuch für mein VitaLab in elektronischer Form

Menü

[Home](#)

Was möchten Sie finden?

Ihr(e) Suchbegriff(e):

Login

Halle vitalab

Abmelden